

DiaMex

Highend diagnostic products

SCEGLI LA QUALITÀ.

DiameX offre una gamma di controlli di qualità pensati e ottimizzati per i **Centri Trasfusionali**.

Focalizziamo il nostro lavoro verso lo sviluppo continuo di nuovi prodotti in grado di soddisfare appieno le esigenze dei clienti: la cooperazione costante con i laboratori costituisce la base per la nostra crescita.

◆ CONTROLLI PER SIEROLOGIA

Optitrol Colour è il **CQI multiparametrico** sviluppato per il monitoraggio dell'errore analitico dei **parametri sierologici** testati per la **qualificazione biologica delle donazioni** (Anti-HIV 1 IgG, Anti-HCV IgG, Anti-HTLV I IgG, Anti-HBc, HBsAg, Anti-Treponema pallidum IgG).

- Pronto all'uso
- Provette primarie specifiche per ogni analizzatore
- Lunga durata dei lotti
- Valori di riferimento vicini al cut-off
- Software e formazione inclusi

◆ CONTROLLI PER BIOLOGIA MOLECOLARE

I nuovi controlli Optitrol NAT sono specifici per la valutazione delle prestazioni analitiche nelle procedure di **test diagnostici molecolari** per la determinazione degli acidi nucleici virali (**NAT, Nucleic Acid Test**). Optitrol NAT è disponibile nelle versioni "screening" e "viral load", per adattarsi alle esigenze di **valutazione del Centro trasfusionale**.

- Pronto all'uso
- Disponibile sia nella versione "multiparametrico" per la valutazione di HBV, HCV, HIV1 che nella versione "monoparametrico" per la valutazione dei singoli test
- Lunga durata dei lotti
- Software e formazione inclusi

DiaMex
Italia

VIA AMERIGO VESPUCCI 12 - 16156 GENOVA
Tel. 0106978005-0106671491-010661745 - Fax 0106967166
e-mail: info@diamexitalia.it - www.diamexitalia.it



PRODOTTI DEDICATI AI CENTRI TRASFUSIONALI

Virus ematici

**NAT
CENTRI
TRASFUSIONALI**



Stoccaggio e stabilità		Analiti inclusi
Sigillato: 18 mesi a -20°		Vedi tabella sotto
Dopo apertura: 5 giorni a 2/8°		
CONTENUTO		KIT
Controllo positivo		10 x 1.2 mL
PRODOTTO	CAT.NO.	ANALITI
Optitrol NAT HBV screening	NT01012	Epatite B virus
Optitrol NAT HBV viral load	NT01014	Epatite B virus
Optitrol NAT HCV screening	NT01022	Epatite C virus
Optitrol NAT HCV viral load	NT01024	Epatite C virus
Optitrol NAT HIV screening	NT01032	Human immunodeficiency virus 1
Optitrol NAT HIV viral load	NT01034	Human immunodeficiency virus 1
Optitrol NAT Triplex	NT01042	HBV, HCV, HIV
Optitrol NAT SARS-CoV-2	NT04032	SARS-CoV-2
Optitrol NAT NEG	NT01052	Negativo per HBV, HCV, HIV



Sierologia

**SIEROLOGIA
CENTRI
TRASFUSIONALI**



Stoccaggio e stabilità		Analiti inclusi
Sigillato: 24 mesi a 2/8°		Anti-HIV 1 IgG
Dopo apertura: 90 giorni a 2/8°		Anti-HCV IgG
		HBsAg
		Anti-HBc IgG
		Anti-HTLV I IgG
		Anti-Treponema IgG
CONTENUTO		KIT
Controllo positivo		2 x 5 mL
PRODOTTO	CAT.NO.	STRUMENTO
Optitrol Blue	SR11013	Abbott, Diasorin
Optitrol Red	SR11053	Roche
Optitrol Orange	SR11063	Siemens
Optitrol Seroneg	SR11002	Tutti gli strumenti

Sierologia COVID-19

**SIEROLOGIA
SARS CoV-2**

Stoccaggio e stabilità		Analiti inclusi
Sigillato: 12 mesi a 2/8°		Vedi tabella sotto
Dopo apertura: 60 giorni a 2/8°		
CONTENUTO		KIT
Controllo positivo		2 x 2.5 mL
PRODOTTO	CAT.NO.	ANALITI
Optitrol COVID-19 IgG	SR14037	Anti-SARS CoV-2 IgG
Optitrol COVID-19 IgM	SR14047	Anti-SARS CoV-2 IgM

Per ulteriori informazioni:

info@diamexitalia.it

Assistenza commerciale tel. 0106978005

Assistenza tecnico-scientifica tel. 3203046046

Agente di zona: _____